

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

08/17/2020 19:01:43 GMT
Page 1 of 1
Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 3110746

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:
Nº WO: 2721821
Nº SO: 2568857
NF Cliente/Cust. 38082 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 08/14/2020 14:11:40 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020176
104	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020177
105	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010153
106	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010154
107	420.0000	PT	4004.0010	PLACA TSA 90X15 (PT C/10) - Lote:TS	TSA010012
108	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020178
109	418.0000	PT	4008.0010	TSA PLACA CONTATO MOD 60X15(P/C/10) - Lote:TS	TSARM020012
110	160.0000	PT	4046.0010	DRBC - AGAR DIC ROSA BENG CLORAN PL 90X15 (PTC/10) - Lote:DR	DRBC010010
111	440.0000	PT	4176.0010	MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:MT	MTA010038

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	37.77	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	08/17/2020 13:41:43 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	22.53	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	08/17/2020 13:42:17 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

 Eletronicamente Ass. VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN
 Por:

Data/Date: 08/17/2020 14:36:28 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço