

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Triptona Soja com Lecitina de Soja e Tween 80. **Código:** 4176.0010
Lote: MTA 90126 **Placas** 90x15 com 25 ml.
Fabricação: 29 / 08 / 2019 **Vencimento:** 29 / 02 / 2020 **Laudo:** 190929

| ENSAIO | REQUISITO | RESULTADO |
|------------------------|---------------------------|-----------|
| Aspecto | | |
| Cor | Âmbar. | Conforme |
| Transparência | Ligeiramente opalescente. | Conforme |
| Textura | Gelatinoso. | Conforme |
| Homogeneidade | Homogêneo. | Conforme |
| Esterilidade | | |
| 5 dias a 32,5 ± 2,5 °C | Ausência de crescimento. | Conforme |
| pH | 7,30 ± 0,20 | 7,12 |

| Viabilidade | Especificação | Média do Lote | Média Referência | Recuperação |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| <i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633 | ≥ 70% | 24 UFC | 27 UFC | 89 % |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 | ≥ 70% | 24 UFC | 24 UFC | 102 % |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027 | ≥ 70% | 23 UFC | 22 UFC | 105 % |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 8739 | ≥ 70% | 35 UFC | 38 UFC | 91 % |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231 | ≥ 70% | 21 UFC | 22 UFC | 95 % |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 | ≥ 50% | 12 UFC | 15 UFC | 83 % |

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 09 / 09 / 2019

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br