

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Triptona Soja com Lecitina de Soja e Tween 80. **Código:** 4176.0110
Lote: MTAR 020260 **Placas rodac com** 17,5 ml.
Fabricação: 16 / 11 / 2020 **Vencimento:** 18 / 05 / 2021 **Laudo:** 201552

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO		
Aspecto				
Cor	Âmbar.	Conforme		
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme		
Textura	Gelatinoso.	Conforme		
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme		
Esterilidade				
3 a 5 dias a $22,5 \pm 2,5$ °C + 2 a 3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme		
pH	$7,30 \pm 0,20$	7,30		
Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≥ 70%	27 UFC	25 UFC	108 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≥ 70%	34 UFC	33 UFC	105 %
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≥ 70%	32 UFC	31 UFC	102 %
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≥ 70%	41 UFC	41 UFC	100 %
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≥ 70%	24 UFC	25 UFC	96 %
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≥ 50%	11 UFC	12 UFC	92 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 25 / 11 / 2020

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br