

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Triptona Soja com Lecitina de Soja e Tween 80.

Código: 4176.0110

Lote: MTAR 80230

Placas rodac com 17,5 ml.

Fabricação: 06 / 03 / 2018

Vencimento: 06 / 06 / 2018

Laudo: 180246

| ENSAIO | REQUISITO | RESULTADO |
|------------------------|---------------------------|------------------|
| Aspecto | | |
| Cor | Âmbar. | Conforme |
| Transparência | Ligeiramente opalescente. | Conforme |
| Textura | Gelatinoso. | Conforme |
| Homogeneidade | Homogêneo. | Conforme |
| Esterilidade | | |
| 5 dias a 32,5 ± 2,5 °C | Ausência de crescimento. | Conforme |
| pH | 7,30 ± 0,20 | 7,30 |

| Viabilidade | Especificação | Média do Lote | Média Referência | Recuperação |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| <i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633 | ≥ 70% | 21 UFC | 18 UFC | 117 % |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 | ≥ 70% | 21 UFC | 21 UFC | 100 % |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027 | ≥ 70% | 22 UFC | 21 UFC | 105 % |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 8739 | ≥ 70% | 18 UFC | 17 UFC | 109 % |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231 | ≥ 70% | 17 UFC | 19 UFC | 92 % |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 | ≥ 50% | 14 UFC | 13 UFC | 112 % |

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 14 / 03 / 2018

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br