

Certificado de Análise



Produto: Tampão fosfato pH 7,2 + 4% de Tween 80

Lote: PB4T 200020

Fabricação: 30 / 06 / 2025

Vencimento: 30 / 12 / 2025

Código: 4214.0250

Frasco com tampa lacre de 225ml com 90 ml.

Laudo: 251169

| ENSAIO | REQUISITO | RESULTADO |
|---|--------------------------|------------------|
| Aspecto | | |
| Cor | Incolor a âmbar claro. | Conforme |
| Transparência | Translúcido. | Conforme |
| Textura | Líquido. | Conforme |
| Homogeneidade | Homogêneo. | Conforme |
| Esterilidade | | |
| 14 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C e $22,5 \pm 2,5$ °C | Ausência de crescimento. | Conforme |
| pH | $7,20 \pm 0,20$ | 7,40 |

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 14 / 07 / 2025