

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Salina Peptonada com Tampão Fosfato, 3% Tween 80 e 0,3% Lecitina de Soja.

Código: 4127.0502

Lote: PBTL 84601

Frasco SCH de 500ml com 400 ml.

Fabricação: 22 / 01 / 2018

Vencimento: 22 / 04 / 2018

Laudo: 180084

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Aspecto			
Cor	Âmbar claro.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
Controle Negativo			
3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	$7,00 \pm 0,20$	6,96	
Viabilidade	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	≤ 100 UFC	23 UFC	Conforme
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	≤ 100 UFC	29 UFC	Conforme

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 18 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 25 / 01 / 2018

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br