

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Padrão para Contagem

Código: 4012.0100

Lote: PCA 040005

Placas cassete com 15 ml.

Fabricação: 05 / 03 / 2020

Vencimento: 05 / 07 / 2020

Laudos: 200259

| ENSAIO | REQUISITO | RESULTADO |
|------------------------|---------------------------|-----------|
| Aspecto | | |
| Cor | Âmbar. | Conforme |
| Transparência | Ligeiramente opalescente. | Conforme |
| Textura | Gelatinoso. | Conforme |
| Homogeneidade | Homogêneo. | Conforme |
| Esterilidade | | |
| 3 dias a 32,5 ± 2,5 °C | Ausência de crescimento. | Conforme |
| pH | 7,00 ± 0,20 | 7,10 |

| Viabilidade | Especificação | Média do Lote | Média Referência | Recuperação |
|---|---------------|---------------|------------------|-------------|
| <i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633 | ≥ 70% | 44 UFC | 46 UFC | 97 % |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | ≥ 70% | 45 UFC | 46 UFC | 98 % |

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 18 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 13 / 03 / 2020

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br