

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Cetrimida.

Código: 4038.0100

Lote: PSA 040008

Placas cassete com 15 ml.

Fabricação: 20 / 07 / 2020

Vencimento: 19 / 11 / 2020

Laudo: 200931

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
Aspecto		
Cor	Amarelo claro.	Conforme
Transparência	Opalescente podendo apresentar ligeiro precipitado.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
Esterilidade		
3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme
pH	$7,20 \pm 0,20$	7,11

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027 Colônias verdes amareladas a verdes.	$\geq 50\%$	23 UFC	25 UFC	90 %
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	Inibido	00 UFC	≥ 100 UFC	Inibido

Inóculo: ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia) para promoção de crescimento e ≥ 100 UFC para ensaio de inibição.

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 18 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 23 / 07 / 2020

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br