

# Certificado de Análise

**BIO**CEN DO BRASIL



**Produto: Agar Cetrimida.**

**Código: 4038.0100**

**Lote: PSA 80408**

**Placas cassete com 15 ml.**

**Fabricação: 21 / 09 / 2018**

**Vencimento: 21 / 01 / 2019**

**Laudo: 181057**

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
<b>Aspecto</b>		
Cor	Amarelo claro.	<b>Conforme</b>
Transparência	Opalescente podendo apresentar ligeiro precipitado.	<b>Conforme</b>
Textura	Gelatinoso.	<b>Conforme</b>
Homogeneidade	Homogêneo.	<b>Conforme</b>
<b>Esterilidade</b>		
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	<b>Conforme</b>
<b>pH</b>	7,20 ± 0,20	<b>7,09</b>

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027 Colônias verdes amareladas a verdes.	≥ 50%	<b>20 UFC</b>	<b>20 UFC</b>	<b>98 %</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	Inibido	<b>00 UFC</b>	<b>≥ 100 UFC</b>	<b>Inibido</b>

**Inóculo:** ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia) para promoção de crescimento e ≥ 100 UFC para ensaio de inibição.

**Referência:** Agar Triptona de Soja.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 18 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 24 / 09 / 2018**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br