

# Certificado de Análise

**BIO**CEN DO BRASIL



**Produto: Agar R2A.**

**Código: 4114.0200**

**Lote: R2A 220006**

**Frasco com tampa lacre  
de 225ml com 200 ml.**

**Fabricação: 07 / 12 / 2020**

**Vencimento: 08 / 04 / 2021**

**Laudo: 201687**

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO		
<b>Aspecto</b>				
Cor	Incolor a âmbar claro.	<b>Conforme</b>		
Transparência	Ligeiramente opalescente com leve precipitado.	<b>Conforme</b>		
Textura	Gelatinoso.	<b>Conforme</b>		
Homogeneidade	Homogêneo.	<b>Conforme</b>		
<b>Esterilidade</b>				
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	<b>Conforme</b>		
<b>pH</b>	7,20 ± 0,20	<b>7,18</b>		
<b>Viabilidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>Média do Lote</b>	<b>Média Referência</b>	<b>Recuperação</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	≥ 70%	<b>26 UFC</b>	<b>28 UFC</b>	<b>93 %</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	≥ 70%	<b>19 UFC</b>	<b>21 UFC</b>	<b>90 %</b>

**Inóculo:** tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

**Referência:** Agar Tripton de Soja.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 10 / 12 / 2020**

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br