

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar R2A

Código: 4178.0010

Lote: R2AO 90102

Placas 90x15 com 25 ml.

Fabricação: 01 / 02 / 2019

Vencimento: 01 / 04 / 2019

Laudo: 190120

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
Aspecto		
Cor	Incolor a âmbar.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente podendo apresentar leve precipitado.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
Esterilidade		
3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme
pH	$7,20 \pm 0,20$	7,16

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	$\geq 70\%$	24 UFC	27 UFC	89 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	$\geq 70\%$	20 UFC	22 UFC	89 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 08 / 02 / 2019

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br