

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Caldo Rappaport Vassiliadis.

Lote: RV 530005

Fabricação: 13 / 07 / 2020

Vencimento: 12 / 11 / 2020

Código: 4092.0011

**Tubo Cônico de 15ml
com 10ml.**

Laudo: 200889

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Aspecto			
Cor	Azul.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
Esterilidade			
3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	$5,20 \pm 0,20$	5,14	
Viabilidade	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028 Colônias vermelhas com centro negro quando estriadas em Agar XLD.	≤ 100 UFC	27 UFC	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≥ 100 UFC	≥ 100 UFC	Inibido

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 16 / 07 / 2020

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br