

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Sabouraud Dextrose.

Código: 4237.0010

Lote: SAB 010003

Placas 90x15 com 23 ml.

Fabricação: 14 / 07 / 2020

Vencimento: 13 / 01 / 2021

Laudo: 200893

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
Aspecto		
Cor	Âmbar.	Conforme
Transparência	Opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
Esterilidade		
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme
pH	5,60 ± 0,20	5,45

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≥ 70%	35 UFC	37 UFC	95 %
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≥ 50%	13 UFC	16 UFC	84 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Sabouraud Dextrose.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 22 / 07 / 2020

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br