

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Dextrose Sabouraud.

Código: 4009.0100

Lote: SDA 040001

Placas Cassete c/ 15 ml.

Fabricação: 11 / 08 / 2020

Vencimento: 11 / 12 / 2020

Laudo: 201044

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
Aspecto		
Cor	Âmbar.	Conforme
Transparência	Opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
Esterilidade		
5 dias a 22,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme
pH	5,60 ± 0,20	5,54

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≥ 70%	26 UFC	27 UFC	94 %
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≥ 50%	14 UFC	16 UFC	87 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Sabouraud Dextrose.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 19 / 08 / 2020

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br