

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Dextrose Sabouraud.

Código: 4009.0010

Lote: SDA 80116

Placas 90x15 com 20 ml.

Fabricação: 16 / 10 / 2018

Vencimento: 16 / 01 / 2019

Laudo: 181136

| ENSAIO | REQUISITO | RESULTADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------|
| Aspecto | | |
| Cor | Âmbar. | Conforme |
| Transparência | Opalescente. | Conforme |
| Textura | Gelatinoso. | Conforme |
| Homogeneidade | Homogêneo. | Conforme |
| Esterilidade | | |
| 5 dias a 22,5 ± 2,5 °C | Ausência de crescimento. | Conforme |
| pH | 5,60 ± 0,20 | 5,78 |

| Viabilidade | Especificação | Média do Lote | Média Referência | Recuperação |
|--|---------------|---------------|------------------|--------------|
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231 | ≥ 70% | 23 UFC | 25 UFC | 90 % |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 | ≥ 50% | 13 UFC | 13 UFC | 100 % |

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Sabouraud Dextrose.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 24 / 10 / 2018

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br