

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Dextrose Sabouraud.

Código: 4082.0251

Lote: SDA 92201

**Frasco com tampa lacre
de 250ml com 200 ml.**

Fabricação: 07 / 02 / 2019

Vencimento: 07 / 05 / 2019

Laudo: 190139

ENSAIO	REQUISITO		RESULTADO	
Aspecto				
Cor	Âmbar.		Conforme	
Transparência	Opalescente.		Conforme	
Textura	Gelatinoso.		Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.		Conforme	
Esterilidade				
5 dias a 22,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.		Conforme	
pH	5,60 ± 0,20		5,70	
Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≥ 70%	17 UFC	19 UFC	92 %
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≥ 50%	13 UFC	15 UFC	86 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Sabouraud Dextrose.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 12 / 02 / 2018

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br