

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Agar Dextrose Sabouraud.**

**Código: 4082.0251**

**Lote: SDA 92206**

**Frasco com tampa lacre  
de 250ml com 200 ml.**

**Fabricação: 18 / 11 / 2019**

**Vencimento: 18 / 02 / 2020**

**Laudo: 191303**

<b>ENSAIO</b>	<b>REQUISITO</b>		<b>RESULTADO</b>	
<b>Aspecto</b>				
Cor	Âmbar.		<b>Conforme</b>	
Transparência	Opalescente.		<b>Conforme</b>	
Textura	Gelatinoso.		<b>Conforme</b>	
Homogeneidade	Homogêneo.		<b>Conforme</b>	
<b>Esterilidade</b>				
5 dias a 22,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.		<b>Conforme</b>	
<b>pH</b>	5,60 ± 0,20		<b>5,69</b>	
<b>Viabilidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>Média do Lote</b>	<b>Média Referência</b>	<b>Recuperação</b>
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≥ 70%	<b>32 UFC</b>	<b>37 UFC</b>	<b>86 %</b>
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≥ 50%	<b>11 UFC</b>	<b>13 UFC</b>	<b>88 %</b>

**Inóculo:** tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

**Referência:** Agar Sabouraud Dextrose.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 25 / 11 / 2019**

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br