

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Agar Dextrose Sabouraud.**

**Código: 4082.0500**

**Lote: SDA 94607**

**Frasco SCH de 500ml  
com 400 ml.**

**Fabricação: 05 / 07 / 2019**

**Vencimento: 05 / 10 / 2019**

**Laudo: 190713**

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO		
<b>Aspecto</b>				
Cor	Âmbar.	Conforme		
Transparência	Opalescente.	Conforme		
Textura	Gelatinoso.	Conforme		
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme		
<b>Esterilidade</b>				
5 dias a $22,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme		
<b>pH</b>	$5,60 \pm 0,20$	<b>5,67</b>		
<b>Viabilidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>Média do Lote</b>	<b>Média Referência</b>	<b>Recuperação</b>
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	$\geq 70\%$	<b>25 UFC</b>	<b>26 UFC</b>	<b>96 %</b>
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	$\geq 50\%$	<b>12 UFC</b>	<b>12 UFC</b>	<b>96 %</b>

**Inóculo:** tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi  $\leq 100$  UFC (unidade formadora de colônia).

**Referência:** Agar Sabouraud Dextrose.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 10 / 07 / 2019**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br