

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Dextrose Sabouraud com Betalactamase.

Código: 4229.0010

Lote: SDAB 90101

Placas 90X15 com 20ml.

Laudos: 190592

BetaLactamase: 019.B.00217 10ml/Litro

**1.000 IU Cefalosporinase
10.000 IU Penicilinase**

Fabricação: 12 / 06 / 2019

Vencimento: 12 / 09 / 2019

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO		
Aspecto				
Cor	Âmbar.	Conforme		
Transparência	Opalescente.	Conforme		
Textura	Gelatinoso.	Conforme		
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme		
Esterilidade				
5 dias a 22,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme		
pH	5,60 ± 0,20	5,49		
Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≥ 70%	20 UFC	21 UFC	93 %
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≥ 50%	15 UFC	15 UFC	97 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Dextrose Sabouraud.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 8°C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta

Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 21 / 06 / 2019

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br