

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Agar Dextrose Sabouraud com Cloranfenicol.**

**Código: 4196.0250**

**Lote: SDAC 92208**

**Frasco com tampa lacre de 250ml com 200 ml.**

**Fabricação: 29 / 08 / 2019**

**Vencimento: 29 / 11 / 2019**

**Laudo: 190932**

| ENSAIO                                     | REQUISITO                | RESULTADO            |                         |                    |
|--|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Aspecto</b>                             |                          |                      |                         |                    |
| Cor  | Âmbar.                   | Conforme             |                         |                    |
| Transparência                              | Opalescente.             | Conforme             |                         |                    |
| Textura                                    | Gelatinoso.              | Conforme             |                         |                    |
| Homogeneidade                              | Homogêneo.               | Conforme             |                         |                    |
| <b>Esterilidade</b>                        |                          |                      |                         |                    |
| 5 dias a 22,5 ± 2,5 °C                     | Ausência de crescimento. | Conforme             |                         |                    |
| <b>pH</b>                                  | 5,60 ± 0,20              | 5,68                 |                         |                    |
| <b>Viabilidade</b>                         | <b>Especificação</b>     | <b>Média do Lote</b> | <b>Média Referência</b> | <b>Recuperação</b> |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231         | ≥ 70%                    | 26 UFC               | 25 UFC                  | 104 %              |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 | ≥ 50%                    | 12 UFC               | 11 UFC                  | 109 %              |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922         | Inibido                  | 00 UFC               | ≥ 100 UFC               | Inibido            |

**Inóculo:** tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi  $\leq 100$  UFC (unidade formadora de colônia).

**Referência:** Agar Tripton de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 03 / 09 / 2019**

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br