

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Dextrose Sabouraud.

Código: 4009.0110

Lote: SDA 90201

**Placas 60x10 com
17,5ml.**

Fabricação: 16 / 07 / 2019

Vencimento: 16 / 10 / 2019

Laudo: 190751

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
---------------	------------------	------------------

Aspecto

Cor	Âmbar.	Conforme
Transparência	Opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme

Esterilidade

5 dias a 22,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme
------------------------	--------------------------	----------

pH	5,60 ± 0,20	5,68
-----------	-------------	-------------

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≥ 70%	31 UFC	31 UFC	98 %
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≥ 50%	15 UFC	16 UFC	97 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Sabouraud Dextrose.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 24 / 07 / 2019