

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Dextrose Sabouraud com Lecitina de Soja e Tween 80.

Código: 4110.0110

Lote: SDATL 90211

Placas rodac com 17,5 ml.

Fabricação: 01 / 07 / 2019

Vencimento: 01 / 10 / 2019

Laudos: 190682

| ENSAIO | REQUISITO | RESULTADO | | |
|--|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| Aspecto | | | | |
| Cor | Âmbar. | Conforme | | |
| Transparência | Opalescente. | Conforme | | |
| Textura | Gelatinoso. | Conforme | | |
| Homogeneidade | Homogêneo. | Conforme | | |
| Esterilidade | | | | |
| 5 dias a 22,5 ± 2,5 °C | Ausência de crescimento. | Conforme | | |
| pH | 5,60 ± 0,20 | 5,76 | | |
| Viabilidade | Especificação | Média do Lote | Média Referência | Recuperação |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231 | ≥ 70% | 29 UFC | 30 UFC | 95 % |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 | ≥ 50% | 12 UFC | 13 UFC | 96 % |

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Sabouraud Dextrose.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 10 / 07 / 2019

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br