

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Caldo Triptona Soja com 0,5% de Lecitina de Soja e 4,0% de Tween 20.**

**Código: 4180.0251**

**Lote: TBTL 84301**

**Frasco SCH de 250ml com 90 ml.**

**Fabricação: 23 / 01 / 18**

**Vencimento: 23 / 03 / 18**

**Laudo: 180095**

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
<b>Aspecto</b>			
Cor	Âmbar.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
<b>Esterilidade</b>			
14 dias a 22,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
<b>pH</b>	7,30 ± 0,20	7,28	
<b>Viabilidade</b>	<b>Inóculo</b>	<b>Média da Referência</b>	<b>Crescimento Visível</b>
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≤ 100 UFC	14 UFC	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≤ 100 UFC	17 UFC	Conforme
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≤ 100 UFC	16 UFC	Conforme
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≤ 100 UFC	20 UFC	Conforme
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≤ 100 UFC	38 UFC	Conforme
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≤ 100 UFC	16 UFC	Conforme

**Referência:** Agar Triptona de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 18 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 06 / 02 / 2018**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br