

# Certificado de Análise

**BIO**CEN DO BRASIL



**Produto: Fluido Tioglicolato.**

**Código: 4073.0041**

**Lote: THIO 730003**

**Frasco tampa com lacre  
de 125ml com 40ml.**

**Fabricação: 06 / 07 / 2020**

**Vencimento: 06 / 10 / 2020**

**Laudo: 200863**

| ENSAIO                                   | REQUISITO                               | RESULTADO                  |                            |
|--|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>Aspecto</b>                           |   |                            |                            |
| Cor                                      | Amarelado com uma camada superior rosa. | Conforme                   |                            |
| Transparência                            | Ligeiramente opalescente.               | Conforme                   |                            |
| Textura                                  | Líquido.                                | Conforme                   |                            |
| Homogeneidade                            | Heterogêneo.                            | Conforme                   |                            |
| <b>Esterilidade</b>                      |   |                            |                            |
| 14 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C              | Ausência de crescimento.                | Conforme                   |                            |
| <b>pH</b>                                | $7,10 \pm 0,20$                         | 7,14                       |                            |
| <b>Viabilidade</b>                       | <b>Inóculo</b>                          | <b>Média da Referência</b> | <b>Crescimento Visível</b> |
| <i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633       | $\leq 100$ UFC                          | 40 UFC                     | Conforme                   |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538   | $\leq 100$ UFC                          | 24 UFC                     | Conforme                   |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027  | $\leq 100$ UFC                          | 21 UFC                     | Conforme                   |
| <i>Clostridium sporogenes</i> ATCC 11437 | $\leq 100$ UFC                          | 18 UFC                     | Conforme                   |

**Referência:** Agar Triptona de Soja para bactérias, RCM para *C. sporogenes*.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 20 / 07 / 2020**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br