

Certificado de Análise



Produto: Fluido Tioglicolato.

Código: 4073.0125

Lote: THIO 740082

**Frasco com tampa rosca e
PI de 125ml com 100ml.**

Fabricação: 05 / 12 / 2024

Vencimento: 07 / 03 / 2025

Laudo: 242400

ENSAIO

REQUISITO

RESULTADO

Aspecto

Cor

Amarelado com uma
camada superior rosa.

Conforme

Transparência

Ligeiramente opalescente.

Conforme

Textura

Líquido.

Conforme

Homogeneidade

Heterogêneo.

Conforme

Esterilidade

14 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C

Ausência de crescimento.

Conforme

pH

$7,10 \pm 0,20$

7,16

Viabilidade

Inóculo

Média da Referência

Crescimento Visível

Bacillus subtilis ATCC 6633

≤ 100 UFC

24 UFC

Conforme

Staphylococcus aureus ATCC 6538

≤ 100 UFC

66 UFC

Conforme

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027

≤ 100 UFC

23 UFC

Conforme

Clostridium sporogenes ATCC 11437

≤ 100 UFC

18 UFC

Conforme

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias, RCM para *C. sporogenes*.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta

Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 19 / 12 / 2024