

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Triptona Soja com Quatro Neutralizantes.

Código: 4212.0110

Lote: TS4N 020156

Placas Rodac com 17,5 ml.

Fabricação: 17 / 06 / 2025

Vencimento: 17 / 12 / 2025

Laudos: 251104

ENSAIO

REQUISITO

RESULTADO

Aspecto

Cor	Âmbar.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme

Esterilidade

3 a 5 dias a $22,5 \pm 2,5$ °C + 2 a 3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme
---	--------------------------	----------

pH	$7,30 \pm 0,20$	7,13
----	-----------------	------

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	$\geq 70\%$	21 UFC	23 UFC	93 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	$\geq 70\%$	64 UFC	65 UFC	98 %
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	$\geq 70\%$	24 UFC	24 UFC	97 %
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	$\geq 70\%$	54 UFC	56 UFC	96 %
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	$\geq 70\%$	21 UFC	20 UFC	105 %
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	$\geq 50\%$	12 UFC	13 UFC	93 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta

Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 25 / 06 / 2025