

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Triptona Soja.

Código: 4004.0100

Lote: TSA 040001

Placas cassete com 15 ml.

Fabricação: 16 / 06 / 2020

Vencimento: 16 / 10 / 2020

Laudo: 200744

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
Aspecto		
Cor	Âmbar.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
Esterilidade		
3 a 5 dias a $22,5 \pm 2,5$ °C + 2 a 3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme
pH	$7,30 \pm 0,20$	7,16

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	$\geq 70\%$	38 UFC	40 UFC	95 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	$\geq 70\%$	39 UFC	37 UFC	104 %
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	$\geq 70\%$	20 UFC	20 UFC	103 %
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	$\geq 70\%$	48 UFC	47 UFC	101 %
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	$\geq 70\%$	21 UFC	21 UFC	100 %
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	$\geq 50\%$	13 UFC	15 UFC	90 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 18 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 24 / 06 / 2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line, followed by a colon.