

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Agar Triptona Soja com BetaLactamase.**

**Código: 4129.0010**

**Lote: TSAB 90101**

**Placas 90x15 com 25ml.**

**Laudo: 190606**

**BetaLactamase: 019.B.00217 10ml/Litro**

**1.000 IU Cefalosporinase**

**10.000 IU Penicilinase**

**Fabricação: 13 / 06 / 2019**

**Vencimento: 13 / 09 / 2019**

## ENSAIO

## REQUISITO

## RESULTADO

### Aspecto

Cor	Âmbar.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme

### Esterilidade

5 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme
----------------------------	--------------------------	----------

pH	$7,30 \pm 0,20$	7,27
----	-----------------	------

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	$\geq 70\%$	24 UFC	26 UFC	94 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	$\geq 70\%$	24 UFC	25 UFC	98 %
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	$\geq 70\%$	19 UFC	22 UFC	86 %
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	$\geq 70\%$	24 UFC	25 UFC	96 %
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	$\geq 70\%$	32 UFC	32 UFC	98 %
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	$\geq 50\%$	14 UFC	14 UFC	104 %

**Inóculo:** tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi  $\leq 100$  UFC (unidade formadora de colônia).

**Referência:** Agar Triptona de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**

**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 24 / 06 / 2019**

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br