

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Triptona Soja com Inativantes.

Código: 4136.0010

Lote: TSAI 010005

Placas 90x15 com 25 ml.

Fabricação: 27 / 05 / 2020

Vencimento: 26 / 11 / 2020

Laudo: 200641

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
Aspecto		
Cor	Âmbar.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
Esterilidade		
3 a 5 dias a $22,5 \pm 2,5$ °C + 2 a 3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme
pH	$7,30 \pm 0,20$	7,26

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	$\geq 70\%$	29 UFC	31 UFC	95 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	$\geq 70\%$	37 UFC	39 UFC	95 %
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	$\geq 70\%$	20 UFC	21 UFC	95 %
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	$\geq 70\%$	25 UFC	25 UFC	102 %
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	$\geq 70\%$	40 UFC	42 UFC	95 %
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	$\geq 50\%$	15 UFC	16 UFC	94 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 08 / 06 / 2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line extending to the right, ending in a small dot.