

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Triptona Soja com Penase.

Código: 4097.0010

Lote: TSAP 80112

Lote Penase CEFAR: C6120

Placas 90x15 com 25 ml.

Fabricação: 13 / 06 / 2018

Vencimento: 13 / 10 / 2018

Laudo: 180666

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
Aspecto		
Cor	Âmbar.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
Esterilidade		
5 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme
pH	7,30 ± 0,20	7,46

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≥ 70%	20 UFC	19 UFC	103 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≥ 70%	21 UFC	24 UFC	89 %
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≥ 70%	17 UFC	18 UFC	94 %
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≥ 70%	22 UFC	21 UFC	105 %
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≥ 70%	15 UFC	17 UFC	91 %
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≥ 50%	13 UFC	13 UFC	100 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 25 / 06 / 2018

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br