

# Certificado de Análise

**BIO**CEN DO BRASIL



**Produto: Agar Triptona Soja com Inativantes.**

**Código: 4136.0110**

**Lote: TSARI 020003**

**Placas rodac com 17,5 ml.**

**Fabricação: 24 / 03 / 2020**

**Vencimento: 24 / 09 / 2020**

**Laudo: 200359**

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
<b>Aspecto</b>		
Cor	Âmbar.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
<b>Esterilidade</b>		
5 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme
<b>pH</b>	7,30 ± 0,20	7,19

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≥ 70%	18 UFC	20 UFC	92 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≥ 70%	22 UFC	24 UFC	90 %
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≥ 70%	25 UFC	27 UFC	93 %
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≥ 70%	31 UFC	33 UFC	92 %
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≥ 70%	27 UFC	29 UFC	93 %
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≥ 50%	13 UFC	15 UFC	86 %

**Inóculo:** tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

**Referência:** Agar Triptona de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 31 / 03 / 2020**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br