

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Agar Triptona Soja.**

**Código: 4175.0010**

**Lote: TSAT 010101**

**Placas 90x15 com 25 ml.**

**Fabricação: 10 / 06 / 2020**

**Vencimento: 10 / 12 / 2020**

**Laudo: 200712**

<b>ENSAIO</b>	<b>REQUISITO</b>	<b>RESULTADO</b>
<b>Aspecto</b>		
Cor	Âmbar.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
<b>Esterilidade</b>		
3 a 5 dias a $22,5 \pm 2,5$ °C + 2 a 3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme
<b>pH</b>	$7,30 \pm 0,20$	<b>7,23</b>

<b>Viabilidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>Média do Lote</b>	<b>Média Referência</b>	<b>Recuperação</b>
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≥ 70%	<b>34 UFC</b>	<b>37 UFC</b>	<b>92 %</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≥ 70%	<b>43 UFC</b>	<b>42 UFC</b>	<b>102 %</b>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≥ 70%	<b>23 UFC</b>	<b>25 UFC</b>	<b>94 %</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≥ 70%	<b>33 UFC</b>	<b>33 UFC</b>	<b>98 %</b>
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≥ 70%	<b>29 UFC</b>	<b>32 UFC</b>	<b>90 %</b>
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≥ 50%	<b>16 UFC</b>	<b>16 UFC</b>	<b>100 %</b>

**Inóculo:** tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi  $\leq 100$  UFC (unidade formadora de colônia).

**Referência:** Agar Triptona de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 22 / 06 / 2020**

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br