

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Triptona Soja.

Código: 4175.0010

Lote: TSAT 010423

Placas 90x15 com 25 ml.

Fabricação: 10 / 11 / 2021

Vencimento: 12 / 05 / 2022

Laudo: 211925

ENSAIO

REQUISITO

RESULTADO

Aspecto

Cor	Âmbar.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme

Esterilidade

3 a 5 dias a $22,5 \pm 2,5$ °C + 2 a 3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme
--	--------------------------	----------

pH	$7,30 \pm 0,20$	7,12
----	-----------------	------

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≥ 70%	25 UFC	28 UFC	89 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≥ 70%	42 UFC	43 UFC	97 %
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≥ 70%	43 UFC	47 UFC	91 %
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≥ 70%	37 UFC	38 UFC	96 %
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≥ 70%	38 UFC	38 UFC	100 %
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≥ 50%	11 UFC	13 UFC	88 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta

Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 22 / 11 / 2021

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br