

Certificado de Análise



Produto: Caldo Triptona Soja.

Código: 4072.0112

Lote: TSB 112030

Frasco com selo de alumínio de 50ml com 45ml.

Fabricação: 08 / 04 / 2025 **Vencimento:** 08 / 10 / 2025 **Laudo:** 250641

ENSAIO	REQUISITO		RESULTADO
Aspecto			
Cor	Âmbar.		Conforme
Transparência	Translúcido.		Conforme
Textura	Líquido.		Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.		Conforme
Controle Negativo			
7 dias a 22,5 ± 2,5 °C + 7 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.		Conforme
pH	7,30 ± 0,20		7,21
Viabilidade	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
Bacillus subtilis ATCC 6633	≤ 100 UFC	34 UFC	Conforme
Staphylococcus aureus ATCC 6538	≤ 100 UFC	47 UFC	Conforme
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027	≤ 100 UFC	25 UFC	Conforme
Escherichia coli ATCC 8739	≤ 100 UFC	46 UFC	Conforme
Candida albicans ATCC 10231	≤ 100 UFC	28 UFC	Conforme
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404	≤ 100 UFC	14 UFC	Conforme

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.
Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 22 / 04 / 2025