

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Frascos prontos para uso contendo meio de cultivo Caldo Triptona de Soja.

Lote: TSB 210037

**Frasco tampa lacre de 225ml
com 100 ml.**

Código: 4072.0250

Fabricação: 09 / 04 / 2025 Vencimento: 09 / 10 / 2025

Laudo: 250658

COMPOSIÇÃO	CONCENTRAÇÃO	COMPOSIÇÃO	CONCENTRAÇÃO
Peptona de caseína	17,0 g/L	Cloreto de sódio	5,0 g/L
Peptona de farinha de soja	3,0 g/L	Fosfato dipotássio	2,5 g/L
Glicose	2,5 g/L		

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Controle Negativo (7 dias a 22,5 ± 2,5 °C + 7 dias a 32,5 ± 2,5 °C)	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	7,30 ± 0,20	7,50	
Aspecto			
Cor	Âmbar.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
Viabilidade	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≤ 100 UFC	34 UFC	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≤ 100 UFC	47 UFC	Conforme
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≤ 100 UFC	25 UFC	Conforme
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≤ 100 UFC	46 UFC	Conforme
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≤ 100 UFC	28 UFC	Conforme
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≤ 100 UFC	14 UFC	Conforme

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta

Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 23 / 04 / 2025