

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Frascos prontos para uso contendo meio de cultivo Caldo Triptona de Soja.

Lote: TSB 740079

**Frasco com tampa rosca e PI
de 125ml com 100ml de meio.**

Código: 4072.0125

Fabricação: 29 / 04 / 2025

Vencimento: 29 / 10 / 2025

Laudos: 250786

COMPOSIÇÃO	CONCENTRAÇÃO	COMPOSIÇÃO	CONCENTRAÇÃO
Peptona de caseína	17,0 g/L	Cloreto de sódio	5,0 g/L
Peptona de farinha de soja	3,0 g/L	Fosfato dipotássio	2,5 g/L
Glicose	2,5 g/L		

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Controle Negativo (7 dias a $22,5 \pm 2,5$ °C + 7 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C)	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	$7,30 \pm 0,20$	7,12	
Aspecto			
Cor	Âmbar.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
Viabilidade	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≤ 100 UFC	26 UFC	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≤ 100 UFC	58 UFC	Conforme
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≤ 100 UFC	44 UFC	Conforme
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≤ 100 UFC	46 UFC	Conforme
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≤ 100 UFC	47 UFC	Conforme
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≤ 100 UFC	16 UFC	Conforme

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta

Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 13 / 05 / 2025

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone: 19 3716-8092, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br