

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Caldo Triptona Soja Com Betalactamase e Piruvato.

Código: 4233.0015

Lote: TSBPB 810007

Tubo de 25ml com 15ml.

Fabricação: 23 / 04 / 2020

Vencimento: 23 / 07 / 2020

Laudos: 200500

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Aspecto			
Cor	Âmbar.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
Esterilidade			
14 dias a $22,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	$7,30 \pm 0,20$	7,16	
Viabilidade	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≤ 100 UFC	22 UFC	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≤ 100 UFC	29 UFC	Conforme
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≤ 100 UFC	19 UFC	Conforme
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≤ 100 UFC	19 UFC	Conforme
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≤ 100 UFC	23 UFC	Conforme
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≤ 100 UFC	17 UFC	Conforme

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.
Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 11 / 05 / 2020