

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Agar Triplo Açúcar Ferro – TSI.**

**Lote: TSI 650001**

**Fabricação: 10 / 07 / 2020**

**Vencimento: 09 / 11 / 2020**

**Código: 4169.0004**

**Tubos de 13X100mm  
com 4ml.**

**Laudo: 200883**

<b>ENSAIO</b>	<b>REQUISITO</b>			<b>RESULTADO</b>
<b>Aspecto</b>				
Cor	Vermelho.			<b>Conforme</b>
Transparência	Translúcido a ligeiramente opalescente.			<b>Conforme</b>
Textura	Gelatinos.			<b>Conforme</b>
Homogeneidade	Homogêneo.			<b>Conforme</b>
<b>Esterilidade</b>				
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.			<b>Conforme</b>
<b>pH</b>	7,40 ± 0,20			<b>7,38</b>
<b>Viabilidade</b>	<b>Inóculo</b>	<b>Slant</b>	<b>Fundo</b>	<b>Crescimento Visível</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	≤ 100 UFC	<b>Amarelo</b>	<b>Amarelo</b>	<b>Conforme</b>
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	≥ 100 UFC	<b>Vermelho</b>	<b>Amarelo/Preto</b>	<b>Conforme</b>

**Referência:** Agar Triptona de Soja.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 13 / 07 / 2020**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br