

# Certificado de Análise

**BIOCEN** DO BRASIL



**Produto: Caldo Tetrionato.**

**Lote: TT 370007**

**Fabricação: 15 / 04 / 2021**

**Vencimento: 15 / 08 / 2021**

**Código: 4113.0009**

**Tubo Cônico de 15ml  
com 9ml.**

**Laudo: 210603**

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Aspecto			
Cor	Sobrenadante incolor a amarelo claro precipitado branco.	Conforme	
Transparência	Sobrenadante translúcido, porém opaco quando agitado.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Heterogêneo.	Conforme	
<b>Esterilidade</b>			
3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	$8,40 \pm 0,20$	8,47	
<b>Viabilidade</b>	<b>Inóculo</b>	<b>Média da Referência</b>	<b>Crescimento Visível</b>
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	$\leq 100$ UFC	31 UFC	Conforme

**Referência:** Agar Triptona de Soja.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 19 / 04 / 2021**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br