

# Certificado de Análise

**BIO**CEN DO BRASIL



**Produto: Caldo Tetrionato.**

**Código: 4113.0074**

**Frasco com Tampa Rosca  
com PI de 125ML com  
100ML**

**Lote: TT 740002**

**Fabricação: 28 / 03 / 2025**

**Vencimento: 28 / 07 / 2025**

**Laudos: 250570**

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
<b>Aspecto</b>			
Cor	Sobrenadante incolor a amarelo claro precipitado branco.	<b>Conforme</b>	
Transparência	Sobrenadante translúcido, porém opaco quando agitado.	<b>Conforme</b>	
Textura	Líquido.	<b>Conforme</b>	
Homogeneidade	Heterogêneo.	<b>Conforme</b>	
<b>Controle Negativo</b>			
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	<b>Conforme</b>	
<b>pH</b>	8,40 ± 0,20	<b>8,21</b>	
<b>Viabilidade</b>	<b>Inóculo</b>	<b>Média da Referência</b>	<b>Crescimento Visível</b>
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	≤ 100 UFC	25 UFC	<b>Conforme</b>

**Referência:** Agar Triptona de Soja.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 31 / 03 / 2025**