

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Caldo Tetrionato com Novobiocina.

Lote: TTN 370002

Fabricação: 03 / 07 / 2020

Vencimento: 02 / 11 / 2020

Código: 4251.0009

**Tubo Cônico de 15ml
com 9ml.**

Laudo: 200853

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Aspecto			
Cor	Sobrenadante incolor a amarelo claro precipitado branco.	Conforme	
Transparência	Sobrenadante translúcido, porém opaco quando agitado.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Heterogêneo.	Conforme	
Esterilidade			
3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	$8,40 \pm 0,20$	8,33	
Viabilidade	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	≤ 100 UFC	29 UFC	Conforme

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 06 / 07 / 2020

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br