

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Caldo Tetrionato com Novobiocina.

Lote: TTN 370001

Fabricação: 26 / 06 / 2020

Vencimento: 26 / 10 / 2020

Código: 4251.0009

**Tubo Cônico de 15ml
com 9ml.**

Laud: 200817

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Aspecto			
Cor	Sobrenadante incolor a amarelo claro precipitado branco.	Conforme	
Transparência	Sobrenadante translúcido, porém opaco quando agitado.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Heterogêneo.	Conforme	
Esterilidade			
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	8,40 ± 0,20	8,42	
Viabilidade	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	≤ 100 UFC	28 UFC	Conforme

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 29 / 06 / 2020

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br