

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Agar Xilose Lisina Desoxicolato.**

**Código: 4011.0010**

**Lote: XLD 70106**

**Placas 90x15 com 16 ml.**

**Fabricação: 28 / 04 / 2017**

**Vencimento: 28 / 06 / 2017**

**Laudo: 170397**

<b>ENSAIO</b>	<b>REQUISITO</b>	<b>RESULTADO</b>
<b>Aspecto</b>		
Cor	Vermelho.	<b>Conforme</b>
Transparência	Ligeiramente opalescente.	<b>Conforme</b>
Textura	Gelatinoso.	<b>Conforme</b>
Homogeneidade	Homogêneo.	<b>Conforme</b>
<b>Esterilidade</b>		
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	<b>Conforme</b>
<b>pH</b>	7,40 ± 0,20	<b>7,56</b>

<b>Viabilidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>Média do Lote</b>	<b>Média Referência</b>	<b>Recuperação</b>
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028 Colônias vermelhas com centro negro.	≥ 50%	<b>12 UFC</b>	<b>14 UFC</b>	<b>86 %</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25922	Inibido	<b>00 UFC</b>	<b>≥ 100 UFC</b>	<b>Inibido</b>

**Inóculo:** ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia) para promoção de crescimento e ≥ 100 UFC para ensaio de inibição.

**Referência:** Agar Triptona de Soja.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 18 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 02 / 05 / 2017**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br