

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar XLT4

Código: 4041.0010

Lote: XLT4 010001

Placas 90x15 com 20 ml.

Fabricação: 16 / 06 / 2020

Vencimento: 16 / 10 / 2020

Laudo: 200753

ENSAIO

REQUISITO

RESULTADO

Aspecto

Cor Laranja Avermelhado. **Conforme**

Transparência Ligeiramente opalescente. **Conforme**

Textura Gelatinoso. **Conforme**

Homogeneidade Homogêneo. **Conforme**

Esterilidade

3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C Ausência de crescimento. **Conforme**

pH $7,40 \pm 0,20$ **7,50**

Viabilidade

Especificação

Média do Lote

Média Referência

Recuperação

Salmonella typhimurium ATCC 14028
Colônias com centro negro.

≥ 50%

27 UFC

28 UFC

96 %

Inóculo: ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia) para promoção de crescimento e ≥ 100 UFC para ensaio de inibição.

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta

Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 19 / 06 / 2020

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br