

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar YPD + Dicloran + Tetracilina + Cloranfenicol. Código: 4224.0010
Lote: YPDTC 010020 Meio em pó: Difco 4008020 Placas 90x15 com 18 ml.
Fabricação: 06 / 02 / 2025 Vencimento: 08 / 06 / 2025 Laudo: 250254

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO		
Aspecto				
Cor	Âmbar claro.	Conforme		
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme		
Textura	Gelatinoso.	Conforme		
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme		
Esterilidade				
5 dias a 22,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme		
pH	6,50 ± 0,20	6,30		
Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC 9080	≥ 70%	74 UFC	73 UFC	101 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Sabouraud Dextrose.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 17 / 02 / 2025